

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos de poliisopreno respetuosos con la piel, con un acabado exterior texturizado para un agarre excelente.



- **Agarre mejorado:** el acabado texturizado de estos guantes quirúrgicos sintéticos mejora el agarre de los instrumentos, para una manipulación segura en entornos húmedos, especialmente durante procedimientos de alto riesgo.
- **Doble enguantado fácil:** La tecnología de ayuda a la colocación patentada por Ansell, que se utiliza mejor como guante exterior cuando se utiliza doble guante, incluye un recubrimiento interior de polímero para facilitar la colocación y retirada del guante durante los cambios intraoperatorios.
- **Prevención alérgica optimizada:** Estos guantes estériles de poliisopreno eliminan el riesgo de desarrollar una alergia al látex y ayudan a prevenir la sensibilización a la dermatitis alérgica de contacto, ya que no están fabricados con aceleradores químicos conocidos por ser alérgenos
- **Probados para quimioterapia:** los guantes GAMMEX® sin látex con textura PI han sido probados para su manipulación con una serie de fármacos citotóxicos según ASTM D6978**.

****Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener recomendaciones y tiempos específicos de permeación de fármacos quimioterapéuticos.**

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Mejor agarre en entornos húmedos
- Protección contra aceleradores químicos como tiurams, carbamatos y mercaptos conocidos por causar alergias químicas de Tipo IV.
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado
- Superado el ensayo de embriones de ratón (MEA), se puede utilizar para las técnicas de fertilización in vitro (FIV).

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	PI (Poliisopreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Blanco
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Nivel de Agarre	Alto
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0,4 NCA
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Xantatos, Dialquilditiocarbamato de zinc

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	20688255	20688260	20688265	20688270	20688275	20688280	20688285	20688290

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com