

# GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GUANTES QUIRÚRGICOS

## Guantes quirúrgicos estériles de neopreno sin látex para una mayor sensibilidad y destreza

- **Protección antialérgica inigualable:** Fabricados con polímeros sintéticos y una formulación 100% libre de aceleradores químicos, estos guantes quirúrgicos estériles eliminan el riesgo de alergia al látex de tipo I y la posibilidad de desarrollar alergias químicas de tipo IV causadas por aceleradores químicos.
- **Mayor sensibilidad táctil y comodidad:** La tecnología ultrafina de Ansell da como resultado un guante de neopreno un 30% más fino\* para mejorar aún más la sensibilidad, destreza y comodidad del usuario sin comprometer la durabilidad.
- **Agarre mejorado:** El acabado microtexturizado de los guantes estériles GAMMEX® Non-Latex Sensitive permite una manipulación segura del instrumental quirúrgico.
- **Fácil de poner y quitar:** Su exclusivo revestimiento interno facilita la colocación tanto en seco como en húmedo.
- **Probados para quimioterapia:** Probados según ASTM D6978, estos guantes GAMMEX® sin látex son seguros para su uso con una amplia gama de fármacos de quimioterapia\*\*.



\*Comparados con los guantes de neopreno estándar de Ansell.

### Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente procedimientos delicados en oftalmología, medicina micro y cardiovascular.
- Protección de alergias al látex Tipo I y reducción de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes
- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

 **A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

 **ERGOFORM**  
Ergonomic Design Technology



 **DERMASHIELD**  
Donning Aid Technology

 **SENSOPRENE**  
Ultra Thin Neoprene Technology



**GAMMEX®**  
Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

# GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GUANTES QUIRÚRGICOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                            | Neopreno (Policloropreno)                                                                                                                                                                                                               |
| Contenido de Polvo                                  | Sin polvo                                                                                                                                                                                                                               |
| Color                                               | Natural                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grosor                                              | Micro                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de Puño                                        | Reborde con tecnología SUREFIT™                                                                                                                                                                                                         |
| Superficie Externa del Guante                       | Liso con acabado microtexturado                                                                                                                                                                                                         |
| Superficie Interna del Guante                       | Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™                                                                                                                                                                                   |
| Prevención contra Alergias                          | Látex (tipo I), químico (tipo IV)                                                                                                                                                                                                       |
| Nivel de Agarre                                     | Moderar                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recomendación de Doble Enguantado                   | Guante Exterior                                                                                                                                                                                                                         |
| Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia | Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.                                                                                                                                                                       |
| Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)        | AQL 0,65                                                                                                                                                                                                                                |
| Estéril                                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normativas del producto                             | Anvisa 81496190010 / CA 41021, COFEPRIS: 0385C2022 SSA, INVIMA 2015DM-0013419, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Normas de Calidad/Medioambientales                  | EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP                                                                                                                                                                   |
| Envasado                                            | 50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case                                                                                                                                                                    |
| Fecha de Caducidad                                  | 3 años                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instrucciones de Almacenamiento                     | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.                                                                                                              |
| Aceleradores químicos de vulcanización              | Nada                                                                                                                                                                                                                                    |

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | 5.5      | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Código de producto | 20277255 | 20277260 | 20277265 | 20277270 | 20277275 | 20277280 | 20277285 | 20277290 |

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
Email: insidesalesus@ansell.com  
Sandel USA Tel: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Ansell Comercial Mexico**  
Tel: +52 442 296 2050  
Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Brasil Ltda**  
+55 (11) 3356-3100  
Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Colombia SAS**  
Tel: +57 1 288 3247  
Email: latam.medical@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Email: info@ansell.eu  
**Asia Pacífico**  
Tel: +603 8310 6688  
Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
Tel: + 91 22 38124500  
Email: info.india@ansell.com  
**Australia y Nueva Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email: protection@ap.ansell.com  
**China**  
Tel: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com