

# MICRO-TOUCH® DermaClean®

Serie de imprescindibles

## Guante de examen médico de látex, sin polvo, con excelentes propiedades de agarre

- **Agarre seguro:** Gracias a su superficie exterior texturizada, este guante no estéril tiene excelentes niveles de agarre en condiciones húmedas y secas, y es ideal para el personal sanitario que manipula instrumental, tubos de ensayo o equipos de infusión.
- **Ajuste cómodo:** la fórmula de látex de caucho natural de Ansell garantiza la flexibilidad de un guante cómodo y bien ajustado.
- **Fácil colocación:** la superficie interior lisa y clorada facilita la colocación.



**PRECAUCIÓN:** Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

### Recomendado para

- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo



### MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

# MICRO-TOUCH® DermaClean®

Serie de imprescindibles

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|   |                         |                                       |  |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Material  | Látex de caucho natural | Fabricado sin Látex de Caucho Natural | No   |
| Color   | Blanco                  | Longitud del Puño                     | Estándar   |
| Contenido de Polvo                                  | Sin polvo               | Superficie Externa del Guante         | Totalmente texturizado   |
| Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)        | AQL 1,5                 | Grosor de los Dedos (mm / mil)        | 0.16 / 6.3   |
| Grosor de la Palma (mm/mil)                         | 0.14 / 5.5              | Tallas Disponibles                    | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia | No                      | Sin Silicona                          | Sí   |
| Estéril   | No                      | Antiestático                          | No probado   |
| Longitud del Guante                                 | 240 / 9,5               | Segmentación de Productos             | Serie de imprescindibles   |

## ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Fecha de Caducidad              | 3 años   |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

CA Prop 65, Número CE, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 10993-1, ISO 16604, ISO 10993-10, ISO 10993-10:2002, Tipo de producto para uso alimentario: Caucho

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com

**Latinoamérica y Caribe**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 Email: csjac@ansell.com  
 Tel Brasil: +55-11-3356-3100  
 Email Brasil: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu

**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com