

# MICRO-TOUCH® Nitrilo Estéril

Series Alto rendimiento

## Guante de examen médico de nitrilo, estéril, sin polvo, con puño extendido, envasado por pares

- **Barrera de protección:** Envasados en un par de guantes por envase, estos guantes estériles están fabricados con una formulación sintética de nitrilo que proporciona una gran elasticidad con una protección de barrera y una resistencia a la perforación superiores.
- **Estériles:** Con un mínimo de 25kGy para proporcionar esterilidad, son una solución ideal para una gama de procedimientos de exámenes médicos estériles (no quirúrgicos).
- **Protección ampliada:** el puño ampliado de 11,6" proporciona protección adicional
- **Agarre seguro:** los dedos texturizados proporcionan mayor agarre y fiabilidad
- **Reducción del riesgo de alergia:** El material de nitrilo evita las reacciones alérgicas al látex de tipo I
- **Protección especializada:** Probado y aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia\*.




\*véase el embalaje del producto para más detalles

### Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Procedimientos estériles fuera del quirófano.
- Protección extra de la muñeca y el brazo
- Procedimientos de examinación continuos y de alto riesgo
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



### MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

# MICRO-TOUCH® Nitrilo Estéril

Series Alto rendimiento

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí
Color	Azul	Longitud del Puño	Extendido
Contenido de Polvo	Sin polvo	Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.16 / 6.3
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.11 / 4.3	Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Tallas Disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Estéril	Sí	Antiestático	No probado
Longitud del Guante	290 / 11.6	Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	6034151	6034152	6034153	6034154

## ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	50 pares por caja 4 cajas por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	5 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM D6319, ASTM D6978, CE 0493, CE 2797, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, UKCA

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com

**Latinoamérica y Caribe**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 Email: csfac@ansell.com  
 Tel Brasil: +55-11-3356-3100  
 Email Brasil: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu

**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com