

Guantes de examen de nitrilo con excelente destreza y mayor comodidad, ajuste y tacto

- **Confort elevado:** Estos finos guantes de nitrilo negro para exámenes médicos ofrecen una mayor destreza y sensibilidad al tacto con un diseño fino pero resistente.
- **Nitrilo negro:** El distintivo color negro proporciona contraste a la vez que oculta la aparición de aceites, fluidos corporales y otras manchas.
- **Tecnología ERGOFORM™:** La tecnología de diseño ergonómico ERGOFORM™ reduce la tensión muscular durante las tareas repetitivas, lo que mejora la comodidad y la productividad del trabajador
- **Agarre optimizado:** con textura en la punta de los dedos para una manipulación segura de instrumentos y materiales



Industrias

- Servicio de comida
- Productos cosméticos
- Tatuaje
- Mercado Postventa Automotriz
- Químico
- Servicios Médicos de Emergencia
- Atención Médica
- Fuerzas Policiales
- Ciencias de la Vida
- Dental
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Recomendado para

- Odontología general
- Exámenes estándar de pacientes
- Servicios de emergencia
- Servicio de comidas / preparación de comidas
- Uso General en Postventa automotriz
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Análisis de laboratorio
- Procedimientos cosméticos
- Tatuaje

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Resumen de Empaque	Caja=1000 guantes/10 dispensadores; Dispensador=100 guantes 2XL: Caja=900 guantes/10 dispensadores; Dispensador=90 guantes
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	China
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	No
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

