

Diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos.

- **Menor riesgo de alergia:** Los guantes MICROFLEX® 93-233 se fabrican sin aceleradores para reducir el potencial de dermatitis. Estos guantes previenen casos de alergias al látex de tipo I y reacciones alérgicas químicas de tipo IV.
- **Mayor durabilidad:** Formulación más resistente para proteger contra rasgaduras y desgarros manteniendo la misma sensibilidad táctil.
- **Mayor comodidad:** Formulación más suave para una sensación de ligereza y suavidad en la piel.
- **Tecnología ERGOFORM™:** Diseñado con tecnología de diseño ergonómico patentada para favorecer la salud musculoesquelética y aumentar la productividad de los trabajadores.
- **Reducción de residuos:** Los guantes están empacados de forma inteligente, con 250 guantes por caja y dispensación sencilla de un solo guante para reducir los residuos.
- **Sólida integridad de barrera:** Con un AQL (Límite de Calidad Aceptable) bajo de 0.65, estos guantes ofrecen una avanzada integridad de barrera.



Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Atención Médica

Recomendado para

- Uso General en Postventa automotriz
- Desinfección y saneamiento de plantas
- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario
- Ensamble de piezas
- Toma y procesado de muestras
- Recolección de muestras de materias primas
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Protección de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Certificación del Producto	Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EC 2023/2006, EN 1149-1/2/3, EU Food Contact Approved, EN 374:2003 Microorganism, EN 374:2003 Low Chemical Resistant, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Resumen de Empaque	250 guantes por dispensador, 10 cajas por caja de embalaje. (2,500 guantes por caja de embalaje). *Talla XL: 230 guantes por dispensador, 2,300 guantes por caja de embalaje
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Alto Contacto
Antiestático	No
Sin Silicona	No


PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 mm/ 9.5 pulgadas		ASTM D3767, EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 0,65		ASTM D5151, EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07/ 2.8		ASTM D3767, EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11/ 4.3		ASTM D3767, EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	93233060	93233070	93233080	93233090	93233100

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

