

GAMMEX® Latex Sensitive

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

Lateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne zapewniające doskonałą wrażliwość dotykową i sprawność manualną

- **Zwiększona wrażliwość dotykowa:** Miękka formuła w połączeniu z unikalnym procesem zaowocowała bezpudrowymi rękawicami lateksowymi, które są o 20% cieńsze niż standardowe rękawice lateksowe Ansell, oferując idealną równowagę między wrażliwością dotykową a zręcznością manualną.
- **Podwyższony komfort:** Te sterylne rękawice chirurgiczne oferują również wyjątkowy komfort i ochronę użytkownika dzięki miękkiej, ale wytrzymałej formule
- **Zwiększona przyczepność:** Zewnętrzna powierzchnia jest gładka z mikroteksturowanym wykończeniem, co zapewnia bezpieczną obsługę narzędzi chirurgicznych nawet w mokrych warunkach.
- **Zmniejszone zmęczenie oczu:** Rękawice lateksowe są koloru brązowego, co zapobiega zmęczeniu oczu spowodowanemu odbłaskami chirurgicznymi.
- **Przetestowany pod kątem obsługi chemioterapii:** Rękawice bezpudrowe GAMMEX® Latex Sensitive są testowane zgodnie z normą ASTM D6978 i mogą być bezpiecznie stosowane z szeregiem leków stosowanych w chemioterapii**.

UWAGA: nie ustalono poziomu bezpieczeństwa stosowania tych rękawic przez osoby uczulone na lateks. Produkt zawiera naturalny lateks, który może powodować reakcje alergiczne.

**Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Ansell, aby uzyskać informacje na temat konkretnych czasów przenikania i zaleceń dotyczących leków stosowanych w chemioterapii.

Zalecane do

- Wszystkie operacje, w tym delikatne zabiegi okulistyczne, mikrochirurgiczne i naczyniowe
- Lepsza sprawność manualna i czułość, zwłaszcza w przypadku delikatnych procedur
- Dodatkowy komfort podczas długotrwałych procedur
- Zapobieganie zmęczeniu oczu

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



GAMMEX® Innowacje, które chronią

Wspierane przez innowacje rękawice chirurgiczne GAMMEX® stworzono z myślą o zmieniających się potrzebach społeczności chirurgów. Wyjątkowe formuły, najnowsze technologie, ergonomiczny komfort i doskonała ochrona sprawiają, że pracownicy opieki medycznej z całego świata powierzają nam swoje dłonie.

GAMMEX[®] Latex Sensitive

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał	Lateks naturalny
Zawartość pudru	Bezpudrowe
Kolor	Brazowy
Grubość	Mikro
Rodzaj mankietów	Proste
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Gładkie z wykończeniem z mikroteksturą
Wewnętrzna powierzchnia rękawic	Chlorowane
Zapobieganie alergiom	Brak
Poziom chwytności	Umiarkowany
Zalecenia dotyczące podwójnej warstwy rękawic	Rękawica zewnętrzna lub wewnętrzna
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Tak, zgodnie z normą ASTM D6978 (niewymienione w sekcji 510k przepisów dotyczących Agencji Żywności i Leków w USA)
Wolność od otworów (poziom kontroli I)	AQL 0,65
Sterylny	Tak
Normy produktowe	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normy jakości / ochrony środowiska	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Pakowanie	50 par w pudełku; 4 pudełka w kartonie/opakowaniu; 200 par w kartonie/opakowaniu
Okres trwałości	3 lata
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	Dietyloditiokarbaminian cynku (ZDEC)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Kod produktu	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

Aby zamówić produkty lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Ansell.

Ameryka Północna
 Telefon w USA: 800 952 9916
 Telefon w Kanadzie: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel Telefon w USA: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Ameryka Środkowa i Południowa
 Tel.: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazyl
 Tel.: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Bliski Wschód i Afryka
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Azja i Pacyfik
 Tel.: + 603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
 Tel.: +91 22 38124500
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia i Nowa Zelandia
 Tel.: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
Chiny
 Tel.: +86(21) 3827 5005
 E-mail: infochina@ansell.com