

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

S e n s i b i l i d a d e t á t i l e l e v a d a

Luva de exame em nitrilo sem pó com prevenção avançada de alergias

Esta luva não estéril sem aceleradores oferece uma solução para quem sofre de alergias a produtos químicos de tipo IV. Um ajuste e um porte confortáveis com dedos com microtextura garantem uma aderência firme e segura em condições húmidas ou secas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:


- Fornece um nível elevado de proteção de barreira contra furos, bem como uma excelente resistência a uma ampla gama de produtos químicos vulgarmente utilizados.
- Superfície interna clorada para facilidade de colocação
- Protege contra alergias ao látex de tipo I
- A fórmula 100% sem tiurans reduz significativamente o risco de alergias de tipo IV.

ADVERTÊNCIA: nenhuma luva protege completamente contra todos os produtos químicos. Os utilizadores devem testar a adequação deste produto relativamente às substâncias químicas específicas e ao ambiente onde vai ser utilizado.

Recomendado para

- Testada para uso com fármacos de quimioterapia
- Maior sensibilidade tátil e destreza, especialmente para intervenções delicadas
- Proteção contra a alergia ao látex do tipo I e minimização de alergias a produtos químicos do tipo IV em profissionais de saúde ou doentes
- Exames comuns de doentes

TECNOLOGIAS ASSOCIADAS



MICRO-TOUCH® Proteção quotidiana em qualquer lugar

As luvas de exame médico de primeira qualidade MICRO-TOUCH® foram cientificamente concebidas para complementar todas as necessidades dos profissionais médicos. As sofisticadas características de conceção incluem tecnologias ergonómicas da Ansell que garantem conforto durante procedimentos demorados, inovações de aderência em condições húmidas que evitam situações perigosas de manuseamento inadequado e películas microfinas para a máxima sensibilidade. Os prestadores de cuidados que estão totalmente preparados e confortavelmente protegidos por modelos MICRO-TOUCH versáteis beneficiam da paz de espírito para se concentrarem no que mais importa: a saúde e proteção deles próprios e dos seus doentes.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

S e n s i b i l i d a d e t á t i l e l e v a d a

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Material	Nitrilo	Não feito de látex de borracha natural	Sim
Cor	Azul	cuff Comprimento	Norma
conteúdo em pó	Sem pó	Superfície luva externa	Dedos com textura
Livre de Buracos (Nível de Inspeção I)	AQL: 1,5	Palma Espessura (mm / mil)	0.08 / 3.1
Dedo Espessura (mm / mil)	0.12 / 4.7	Prevenção alergia	Látex (tipo I), químicos (tipo IV)
Tamanhos disponíveis	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Testado para uso com quimioterapia Drogas	Sim, de acordo com a norma ASTM D6978 (não consta da lista do processo 510k da autoridade da segurança alimentar e farmacêutica dos Estados Unidos (FDA))
Estéril	Não	antiestático	Não testado
Luva Comprimento (mm / polegadas)	240/9,5	A segmentação do produto	Sensibilidade tátil elevada

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	700101	700102	700103	700104	700105

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

Acondicionamento	100 luvas por embalagem; 10 embalagens por caixa
Prazo de validade	3 anos
Instruções de armazenagem	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE 0493, Categoria III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485

Aceleradores químicos de vulcanização

Sem aceleradores

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Contate o seu representante da Ansell para encomendar ou para obter mais informações.

América do Norte
Tel. US: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

América Latina e Caraíbas
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-mail: csllac@ansell.com
Tel. Brasil: +55-11-3356-3100
E-mail Brasil:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Médio Oriente e África
Tel.: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ásia-Pacífico
Tel.: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Austrália e Nova Zelândia
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Patenteada nos EUA e com patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking.
© 2021 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.