

MICRO-TOUCH® Nitrilo (Branco)

F i n a p a d r ã o

Luva de exame médico em nitrilo branco com pontas dos dedos texturadas

- **Maior taticidade:** Devido ao seu design leve, esta luva proporciona uma maior taticidade e destreza
- **Redução do risco de alergias:** O material de nitrilo evita alergias do tipo I (látex)
- **Embalagem inteligente:** a embalagem de 150 unidades reduz os resíduos
- **Pega segura:** as pontas dos dedos com textura garantem um manuseamento seguro dos instrumentos médicos
- **Fácil de vestir e despir:** O revestimento interior em polímero reduz o atrito para facilitar a colocação e a remoção
- **Proteção especializada:** Testado e aprovado para utilização com medicamentos de quimioterapia*



*Ver detalhes na embalagem do produto

Recomendado para

- Testada para uso com fármacos de quimioterapia
- Procedimentos de exame comuns de risco moderado
- Instalações ecológicas
- Proteção contra a alergia ao látex do tipo I em profissionais de saúde ou doentes

TECNOLOGIAS ASSOCIADAS



MICRO-TOUCH® Proteção quotidiana em qualquer lugar

As luvas de exame médico de primeira qualidade MICRO-TOUCH® foram cientificamente concebidas para complementar todas as necessidades dos profissionais médicos. As sofisticadas características de conceção incluem tecnologias ergonómicas da Ansell que garantem conforto durante procedimentos demorados, inovações de aderência em condições húmidas que evitam situações perigosas de manuseamento inadequado e películas microfinas para a máxima sensibilidade. Os prestadores de cuidados que estão totalmente preparados e confortavelmente protegidos por modelos MICRO-TOUCH versáteis beneficiam da paz de espírito para se concentrarem no que mais importa: a saúde e proteção deles próprios e dos seus doentes.

MICRO-TOUCH® Nitrilo (Branco)

Fina padrão

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Material	Nitrilo	Não feito de látex de borracha natural	Sim
Cor	Branco	cuff Comprimento	Norma
conteúdo em pó	Sem pó	Superfície luva externa	Dedos com textura
Livre de Buracos (Nível de Inspeção I)	AQL: 1,5	Dedo Espessura (mm / mil)	0.11 / 4.3
Palma Espessura (mm / mil)	0.07 / 2.8	Prevenção alergia	Látex (tipo I)
Tamanhos disponíveis	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Testado para uso com quimioterapia Drogas	Sim, de acordo com a norma ASTM D6978 (não consta da lista do processo 510k da autoridade da segurança alimentar e farmacêutica dos Estados Unidos (FDA))
Estéril	Não	antiestático	Não testado
Luva Comprimento (mm / polegadas)	240/9,5	A segmentação do produto	Fina padrão

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	700151	700152	700153	700154	700155

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

Acondicionamento	150 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1500 luvas por caixa *120 luvas por dispensador (Tamanho XL) * 1200 luvas por caixa (Tamanho XL)
Prazo de validade	5 anos
Instruções de armazenagem	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

ASTM D6319, CE 0493, Categoria III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Tipo de alimento: borracha, UKCA

Aceleradores químicos de vulcanização

Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)	
Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.	

Contate o seu representante da Ansell para encomendar ou para obter mais informações.

América do Norte
Tel. US: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

América Latina e Caraíbas
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Tel. Brasil: +55-11-3356-3100
E-mail Brasil:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Médio Oriente e África
Tel.: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ásia-Pacífico
Tel.: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Austrália e Nova Zelândia
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com