

# MICROFLEX®

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

## MidKnight™ XTRA 93-862

Luva de exame em nitrilo de cor preta com punho alongado

## Luvas de exame de nitrilo pretas, que proporcionam uma proteção alargada fiável com uma aderência segura

- **Cor preta escura:** A cor preta que disfarça a sujidade torna os potenciais perigos mais fáceis de detetar
- **Proteção alargada:** Um punho mais comprido oferece uma maior proteção do antebraço e do pulso
- **Maior conforto e aderência:** A composição macia e flexível do nitrilo proporciona conforto, enquanto o design texturado garante uma aderência segura
- **Aprovado pela NFPA:** A conformidade com os requisitos das luvas médicas de emergência NFPA 1999 torna-as uma escolha adequada para os socorristas dos EUA



### Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Química
- Estabelecimentos prisionais
- Serviços de emergência
- Cuidados de saúde
- Aplicação da lei
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico
- Reciclagem e eliminação de resíduos
- Transportes

### Recomendado para

- Administração de fármacos
- Equipamento, manutenção e reparação
- Proteção acrescida na área do pulso e do braço
- Exames comuns de doentes
- Situações de sobredosagem
- Serviços de emergência
- Inspeção de peças e equipamentos
- Análises laboratoriais
- Oficina de pintura
- Posicionamento de doentes
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Fim geral Pós-venda automóvel

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Informações sobre o Produto	
<b>Superfície luva externa</b>	Com textura integral
<b>normas de auditoria</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certificação de produtos</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
<b>embalagem Overview</b>	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
<b>Instruções de armazenamento</b>	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
<b>País de origem</b>	Tailândia
<b>A segmentação do produto</b>	Alto risco
<b>antiestático</b>	Sim EN1149
<b>Livres de silicone</b>	Sim
<b>Aceleradores químicos de vulcanização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC)</li> <li>Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</i></p>

## PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	300/12		ASTM D3767, EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 0,65		ASTM D5151, EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
	<b>ANTES DO ENVELHECIMENTO</b>	<b>DEPOIS DO ENVELHECIMENTO</b>	
Tensão de rotura em tração (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	500	500	ASTM D412
Força de rotura (N)	6	6	EN 455-2

## INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
<b>Código de produto da</b>	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

## Normas de desempenho e conformidade regulamentar



## Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:

### Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rússia

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

