

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

H ö g f i n g e r k ä n s l a

Puderfri undersökningshandske av nitril med avancerad allergiprevention

Denna osterila, acceleratorfria handske utgör en lösning för personer med kemisk typ IV-allergi. Komfortabel passform och känsla med mikrotexturerade fingrar garanterar ett tryggt och säkert grepp i våta eller torra förhållanden.

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:


- Har en hög nivå av barriärskydd mot punkteringar samt utmärkt beständighet mot en lång rad vanligt förekommande kemikalier.
- Klorerad insida för enkel påtagning.
- Skyddar mot typ I-allergi mot latex.
- 100 % tiuramfri sammansättning som avsevärt minskar risken för typ IV-allergier.

WARNING: Inga handskar ger fullständigt skydd mot alla kemikalier. Användarna bör prova denna produkts lämplighet för de specifika kemikalierna och den miljö där de används.

Rekommenderas för

- Testad för användning med cytostatika
- Förbättrad taktil känslighet och fingerkänsla, särskilt vid känsliga procedurer
- Skydd mot typ I-allergi mot latex och minskad risk för kemisk typ IV-allergi hos sjukvårdspersonal eller patienter
- Standardmässiga patientundersökningar

TEKNIKER SOM ANVÄNDS



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

H ö g f i n g e r k ä n s l a

PRODUKTINFORMATION

Material	Nitril	Ej tillverkad av naturgummilatex	Ja
Färg	Blå	Längd krage	Standard
Puderinnehåll	Puderfri	Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Frihet från hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5	Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.08 / 3.1
Fingertjocklek (mm/mil)	0.12 / 4.7	Allergiförebyggande	Latex (typ I), kemikalier (typ IV)
Tillgängliga storlekar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L 85-9, XL (9.5 - 10)	Testad för användning med cytostatika	Ja, i enlighet med ASTM D6978 (inte angiven i US FDA 510k).
Steril	Nej	Antistatiska	Ej testad
Handsklängd (mm/tum)	240/9,5	Produktsegmentering	Hög fingerkänsla

BESTÄLLNINGSPERIOD

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	700101	700102	700103	700104	700105

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

Förpackning	100 handskar per ask, 10 askar per kartong/låda
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor

STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR

CE 0493, Kategori III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

Acceleratorfri

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Kontakta din Ansell-representant för beställning eller för att få mer information.

Nordamerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. Kanada: 1-844-494-7854
E-post: insidesalesus@ansell.com

Latinamerika och Karibien
Tel: +52(442) 296 20 50
E-post: cslac@ansell.com
Tel. Brasilien: +55-11-3356-3100
E-post Brasilien: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellanöstern och Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-post: info@ansell.eu

Asien och Stillahavsområdet
Tel: +603 8310 6688
E-post: apac.medical@ansell.com

Australien och Nya Zeeland
Tel: +61 3 9270 7270
E-post: protection@ap.ansell.com

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

ansell.com