

Kemikaliebeständiga engångshandskar i neopren, med utmärkt grepp i våta och torra förhållanden

- **Specialiserat skydd:** Ger starkt skydd mot kemiskt stänk från de flesta syror och alkoholer och är certifierad enligt EN 374 typ B för kemiskt motstånd
- **Bra grepp:** Strukturerade fingertoppar och neoprenmaterial förbättrar greppförmågan i våta och torra miljöer
- **Minskad risk för allergier:** Latexfri formulering förhindrar allergiska reaktioner av typ 1 (latex)
- **Lätt att ta på:** Polymerbelagda MICROFLEX[®]-handskar är lätta att ta på



Branscher

- Biovetenskap
- Kemikalie

Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Provtagning och provbearbetning
- Provning

TEKNISKT DATABLAD

	Produktinformation
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485
Produktcertifiering	ASTM D6977, CE 0493, Please consult the IFU, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, UKCA
Förpackningsöversikt	
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Indonesien
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Silikonfri.	Nej
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 455-2
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 18	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	25101070	25101080	25101090	25101100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

CE 0493

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 13485

UKCA

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansells Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansells Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansells Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansells Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansells PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansells, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansells Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansells Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansells eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansells-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansells ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

