

ออกแบบมาให้รับกับสรีระเพื่อลดความเมื่อยล้าที่มือ

Microflex® 93-733 เป็นถุงมือไนไตรล์น้ำหนักเบา แต่เหนียวทนทาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่รับกับสรีระ ERGOFORM™ ช่วยดูแลสุขภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เนื่องจาก AQL ต่ำเพียง 0.65 ถุงมือรุ่นนี้จึงเป็นชั้นปกป้องที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ดีไซน์บางยังช่วยเพิ่มการรับสัมผัสอีกด้วย



อุตสาหกรรม

- การบริการหลังการขายสำหรับยานยนต์
- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แนะนำสำหรับ

- การบริการหลังการขายสำหรับยานยนต์อเนกประสงค์
- การฆ่าเชื้อและรักษาความสะอาดในโรงงาน
- การแปรรูปอาหารทั้งหมด การใช้งานที่มีการสัมผัสกับอาหาร
- การประกอบชิ้นส่วน
- การสวมตัวอย่างและประมวลผล
- การเก็บตัวอย่างวัตถุติด
- เพิ่มความไวต่อการสัมผัสและความคล่องตัว โดยเฉพาะสำหรับหัตถการละเอียดอ่อน
- ป้องกันอาการแพ้สารเคมีประเภทที่ 4 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วย

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมัลาย
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 13485, ISO 9001
การรับรองผลิตภัณฑ์	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, ISO 9001, EU Food Contact Approved
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	250 gloves per dispenser 10 dispensers per case 2500 gloves per case
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งโอโซนหรือแหล่งติดไฟ
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์	การสัมผัสผิวสูง
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	ไม่

คุณสมบัติทางกายภาพ

	ค่าทั่วไป	วิธีการทดสอบ
ความยาว (มม./นิ้ว)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420
ปราศจากคร (การตรวจสอบระดับ 1)	0.65 AQL	ASTM D5151, EN 374-2
ความหนาฝ่ามือ (มม./mils)	0.07 / 2.8	ASTM D3767, EN 420
ความหนานิ้ว (มม./mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767, EN 420
	ก่อนการเก็บรักษา	หลังการเก็บรักษา
ความทนต่อแรงดึงสูงสุด (MPa)	22	14
การยืด ณ จุดขาด (%)	≥ 500	≥ 400
แรงฉีกขาด (N)	≥ 6	≥ 6

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
รหัสผลิตภัณฑ์	93733060	93733070	93733080	93733090	93733100

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

รัสเซีย
Ansell PYC
โทร: +7 495 258 13 16

เทคโนโลยี



Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

