

MICRO-TOUCH® Nitrile (White)

Standard Ince

Daha iyi bir uyum ve his sağlayan nitril, pudrasız, beyaz muayene eldiveni

Bu non steril eldiven, standart bir nitril formülasyonudur. Daha kalın olması sayesinde daha yüksek bir uyum ve his sunmaktadır. İç polimer kaplaması ele takmayı kolaylaştırır ve pudra içermiyor oluşu cilt aşınması riskini önemli ölçüde azaltır.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:

- Delinmeler ve çok geniş bir yelpazedeki kimyasallara karşı etkin bariyer koruması
- Lateks Tip I alerjisinden korur
- 150 adetlik ambalaj atıkları azaltır
- Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir*

* Spesifik kemoterapi ilacı geçirgenlik süreleri ve tavsiyeler için ürün ambalajına bakınız veya Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz


UYARI: Hiçbir eldiven tüm kimyasallara karşı eksiksiz koruma sağlamaz.

Kullanıcılar, bu ürünün kullanılan spesifik kimyasallara ve kullanılan ortama uygun olup olmadığını test etmelidir.

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir
- Standart, orta riskli muayene prosedürleri
- Çevre dostu tesisler
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların Tip I lateks alerjisinden korunması

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile (White)

Standard İnce

ÜRÜN BİLGİLERİ

Malzeme	Nitril	Doğal Kauçuk Lateksten Üretilmemiştir	Evet
Renk	Beyaz	Manşet Uzunluğu	Standart
Pudra İçeriği	Pudrasız	Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Deliklerden Özgürlük (Muayene seviyesi I)	1,5 AQL	Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.11 / 4.3
Avuçiçi Kalınlığı (mm/mil)	0.07 / 2.8	Alerji Önleme	Lateks (Tip I)
Mevcut Boylar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Kemoterapi ilaçlarıyla Kullanım için Test Edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Steril	Hayır	Antistatik	Test edilmedi
Eldiven Uzunluğu (mm/inç)	240 / 9,5	Ürün Segmentasyonu	Standart İnce

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	700151	700152	700153	700154	700155

AMBALAJ VE SAKLAMA

Ambalajlama	Dağıtıcı başına 150 eldiven Kasa başına 10 dağıtıcı Kasa başına 1500 eldiven *Dağıtıcı başına 120 eldiven (XL Beden) *Kasa başına 1200 eldiven (XL Beden)
Raf Ömrü	3 YIL
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

STANDARTLAR VE SERTİFİKASYONLAR

ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Kauçuk, UKCA

Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları

Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC)

Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

Sipariş vermek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ansell temsilcinizle görüşünüz.

Kuzey Amerika
ABD Tel: 800 952 9916
KA Tel: 1-844-494-7854
E-posta:
insidesalesus@ansell.com

Latin Amerika ve Karayipler
Tel: +52(442) 296 20 50
E-posta: cslac@ansell.com
Brezilya Tel: +55-11-3356-3100
E-posta:
luvas.medicas@ansell.com

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-posta: info@ansell.eu

Asya Pasifik
Tel: +603 8310 6688
E-posta:
apac.medical@ansell.com

Avustralya ve Yeni Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
E-posta:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD Patentine Sahiptir ve ABD ve ABD Dışı Patent Başvuruları Yapılmıştır.

www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.