

## Görünür koruma için yüksek görünürlüklü eldivenler

- Parlak turuncu rengiyle ellerin loş ışıklı ortamlarda ve daha uzak mesafelerden görülür olmasını sağlayarak çok çeşitli ortamlarda daha yüksek güvenlik temin eder.
- Geniş bir yelpazedeki endüstriyel kimyasallara karşı diğer nitril eldivenlerden daha uzun süreler mukavemet gösterir.
- Daha uzun manşet kısmı sayesinde son derece hassas bilek ve önkol bölgelerinde bir muayene türü eldiven için daha yüksek düzeyde bir koruma sağlar.
- Dokulu parmaklar; güçlü bir tutuşu ve azami çalışan korumasını güvence altına alır.
- Tip 1 cilt alerjileri, cilt iritasyonu ve kuruluktan korumaya yardımcı olması için pudrasızdır ve doğal kauçuk lateksten imal edilmemiştir.



### Sektörler

- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Yaşam Bilimleri
- Makina ve Ekipmanlar
- Madencilik
- Petrol ve gaz
- Sağlık Hizmetleri

### Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Parçaların muayene edilmesi, seçilmesi, kontrol edilmesi
- Komponentlerin montajı ve muayenesi
- Ekipman tamir ve bakımı
- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Numune alma ve işleme
- İlaç uygulama
- Hammadde numunesi alma
- Parça ve aksesuarların toplanması
- İlk ürünün muayenesi
- Ürün muayenesi
- Taşıt bakımı
- Aletlerin tutulması
- Bilekte ve kolda ekstra koruma
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların Tip I lateks alerjisinden korunması

# TECHNICAL DATA SHEET

|                                         | Product Information                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eldiven Dış Yüzeyi                      | Dokulu parmaklar                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denetim Standartları                    | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ürün Sertifikasyonu                     | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks                                                                                                                          |
| Ambalaja Genel Bakış                    | Her dispenserde 100 eldiven<br>Her kolide 10 dispenser<br>Her kolide 1000 eldiven                                                                                                                                                                   |
| Muhafaza Talimatları                    | Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.                                                                                                                                   |
| Menşei Ülke                             | Malezya                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ürün Segmentasyonu                      | Yüksek Risk                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatik                              | Evet EN1149                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları | <ul style="list-style-type: none"><li>Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC)</li></ul> <p>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</p> |


## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                                     | Tipik Değerler      | Test Metodu          |                  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Uzunluk (mm/inç)                    | 270 / 10.6          | ASTM D3767,EN 420    |                  |
| Delik İçermeme (Muayene seviyesi I) | 1.5 AQL             | ASTM D5151,EN 455-1  |                  |
| Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)         | 0.13 / 5.1          | ASTM D3767,EN 420    |                  |
| Parmak Kalınlığı (mm/mil)           | 0.20 / 7.9          | ASTM D3767,EN 420    |                  |
|                                     | YAŞLANDIRMADAN ÖNCE | YAŞLANDIRMADAN SONRA |                  |
| Azami Çekme Dayanımı (MPa)          | ≥28                 | ≥21                  | ASTM D412 & D573 |
| Kopma Noktasında Uzama (%)          | ≥ 500               | ≥ 400                | ASTM D412        |
| Kopma kuvveti (N)                   | ≥9                  | ≥10                  | EN 455-2         |

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Boy       | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Ürün Kodu | 93856070    | 93856080    | 93856090    | 93856100      | 93856110        |

## Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



**Daha fazla bilgi için bizi [www.ansell.com](http://www.ansell.com) adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız**

### Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center  
(Malezya) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rusya

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

