


Rahat ve güvenilir koruma sağlar

MICROFLEX® PN-290 Performance Series Nitril muayene eldivenleri; sağlık, laboratuvar çalışanları veya mükemmel bir uyum talep eden bütün eldiven kullanıcıları için rahat ve güvenilir koruma sağlar. Hafif nitril formülasyon gelişmiş konfor ve dokunma hassasiyeti sunarken dokulu parmak uçları daha iyi kavrama sağlar. Kutu başına 200 eldiven halinde paketlenmiştir ve kemoterapi kullanımı için onaylanmıştır.



Sektörler

- Sağlık Hizmetleri
- Acil servisler
- Yaşam Bilimleri
- Diş

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Standart hasta muayeneleri
- Genel diş hekimliği
- Acil servisler
- Laboratuvar analizleri
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların Tip I lateks alerjisinden korunması
- Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 13485, ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	UE: marquage CE en vertu du Règlement relatif aux Dispositifs Médicaux (RDM) (UE) 2017/745 (Classe I) et Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (risques Cat. III) par Centexbel (0493)
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 200 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 2000 eldiven *Her dispenserde 180 eldiven (Boy XL) *Her kolide 1800 eldiven (Boy XL)
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Çin
Ürün Segmentasyonu	Standart İnce
Antistatik	Test edilmedi
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	- Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) - Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	240 / 9,5	EN 455-2
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL	EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.08 / 3.2	EN 455-2
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.10 / 3.9	EN 455-2
YAŞLANDIRMADAN ÖNCE		YAŞLANDIRMADAN SONRA
Azami Çekme Dayanımı (MPa)		
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6
		EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	PN-290-XS	PN-290-S	PN-290-M	PN-290-L	PN-290-XL

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

