

Lớp lót găng tay vô khuẩn mang lại sự thoải mái, khéo léo và khả năng chống cắt cao hơn

- **Khả năng phòng vệ tiên tiến:** Lớp lót chống cắt BioClean™ S-BCRL có sợi dệt Dyneema® Diamond cải tiến, mang lại khả năng chống cắt cao hơn
- **Bảo vệ chuyên dụng:** Những lớp lót găng tay này đáp ứng các tiêu chuẩn EN ISO B/ANSI A2 về khả năng chống cắt, giúp xử lý các vật sắc nhọn an toàn hơn
- **Đảm bảo vô khuẩn:** Những lớp lót găng tay dành cho người thuận cả hai tay này cũng có mức SAL (Mức đảm bảo vô khuẩn) là 10^{-6} , giúp giảm nguy cơ nhiễm bẩn
- **Cải thiện độ vừa vặn:** Lớp lót chống cắt BioClean™ S-BCRL được thiết kế đặc biệt để đeo giữa hai găng tay phòng sạch



CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Sợi dệt Dyneema® Diamond:** Dành cho lớp lót găng tay có khả năng chống cắt mạnh mẽ
- **Tuân thủ yêu cầu chống cắt theo tiêu chuẩn EN ISO B/ANSI A2:** Xử lý vật sắc nhọn an toàn hơn
- **SAL (Mức đảm bảo vô khuẩn) 10^{-6} :** Giảm nguy cơ nhiễm bẩn

CẢNH BÁO: Không có lớp lót nào có khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi vết cắt. Hãy cẩn thận khi xử lý vật sắc nhọn.

Các ngành công nghiệp

- Môi trường được kiểm soát chính xác
- Phòng thí nghiệm và Nghiên cứu
- Chế tạo và Sản xuất
- Phòng thí nghiệm và R&D (Nghiên cứu & Phát triển)
- Phòng xử lý diệt khuẩn



S-BCRL

Lớp lót chống cắt vô khuẩn

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

	Thông tin sản phẩm
Màu sắc	Vàng, Xanh lục, Da Cam, Xanh lam, Đỏ
Hình dạng	Thuận cả hai tay
Quy định	ANSI/ISEA 105-2016, Tiêu chuẩn EN 420:2003 + A1:2009, Tiêu chuẩn EN 388:2016, Tiêu chuẩn ISO 11137-1: 2006, Hạng II
Bao bì	One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs).
Nước xuất xứ	Sri Lanka
Kích thước có sẵn	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Phương pháp tiệt trùng	Chiếu tia GAMMA (25 kGy)
Liều tiệt khuẩn tối thiểu	25kGy
Mức độ đảm bảo vô trùng	10 ⁻⁶
Loại phòng sạch	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Thời hạn sử dụng	Năm (5) năm từ ngày sản xuất.



S-BCRL

Lớp lót chống cắt vô khuẩn

Tính chất vật lý						Phương pháp thử nghiệm
Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN 420
Độ dài (mm/in)	XS-162/6.3, S-174/6.8, M-182/7.1, L-192/7.5, XL- 202/7.9					
Chiều rộng lòng bàn tay (mm/in)	70/2.7	72/2.8	75/2.9	79/3.1	85/3.3	

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

KÍCH THƯỚC	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
MÃ SỐ ĐẶT MUA LẠI	S-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0444
Số fax tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0445
Số điện thoại tại CA: +1-800-363-8340

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Vương quốc Anh

Ansell Nitritex
Điện thoại: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

